

Anleitung zur Probenentnahme für Stuhluntersuchungen

Bitte folgen Sie den Anweisungen zur Probenentnahme sehr genau!

Verwendung des Stuhlröhrchens mit dem roten Deckel. In diesem Röhrchen sollten möglichst Proben von zwei Stuhlgängen gesammelt werden!




Vorbereitung: Am Abend vor der Probenentnahme ein Glas verdünnten Obst- bzw. Apfelessig (3 Esslöffel Essig auf ein großes Glas Wasser) trinken. Der Essig löst mögliche Pilznester von der Darmwand. Bei Stuhluntersuchungen für Kinder kann auf den Obstessig verzichtet werden!

Erste Probenentnahme

Schritt 1

Befestigen Sie vor Ihrem Stuhlgang die Stuhlfanghilfe gemäß der aufgedruckten Anleitung auf Ihrem WC-Sitz.



Schritt 2

Nach Ihrem Stuhlgang entnehmen Sie mit dem Löffelchen des Stuhlprobengefäßes Stuhlproben **von zwei bis drei verschiedenen Stellen Ihres Stuhlgangs. Belassen Sie auf jeden Fall die Flüssigkeit im Röhrchen!**



Schritt 3

Stecken Sie das Löffelchen wieder in das Stuhlprobengefäß und schrauben es fest zu. Bewahren Sie das Röhrchen bis zur zweiten Probenentnahme an einem kühlen Ort auf.



Zweite Probenentnahme


Schritte 1 - 2 (wie bei der ersten Probenentnahme)

Nutzen Sie das Röhrchen, welches Sie für die erste Probenentnahme verwendet habe.



Schritt 3

Stecken Sie nach der Probenentnahme das Löffelchen wieder in das Stuhlprobengefäß und schrauben es fest zu. Schreiben Sie (wasserfesten Stift verwenden) danach bitte Ihren Namen auf das Gefäß, geben es in den Versandcontainer und schrauben ihn fest zu. Die Probe ist jetzt bereit für den Versand. (Informationen zum Versand weiter unten)



Versand Ihrer kompletten Stuhlprobe

Ihre komplette Stuhlprobe wird - je nach Untersuchungsauftrag - aus mehreren Probengefäßen bestehen. Geben Sie diese zusammen mit dem Auftragsformular in den Versandumschlag und bringen ihn zur Post.



Anleitung zur Probenentnahme für Stuhluntersuchungen

Bitte folgen Sie den Anweisungen zur Probenentnahme sehr genau!

Verwendung des Stuhlröhrchens mit dem braunen Deckel.

Schritt 1

Befestigen Sie vor Ihrem Stuhlgang die Stuhlfanghilfe gemäß der aufgedruckten Anleitung auf Ihrem WC-Sitz.

Schritt 2



Nach Ihrem Stuhlgang entnehmen Sie mit dem Löffelchen des Stuhlprobengefäßes Stuhlproben **von zwei bis drei verschiedenen Stellen** Ihres Stuhlgangs.

Schritt 3

Stecken Sie das Löffelchen wieder in das Stuhlprobengefäß und schrauben es fest zu.

Schritt 4

Schreiben Sie (wasserfesten Stift verwenden) danach bitte Ihren Namen auf das Gefäß, geben es in den Versandcontainer und schrauben ihn fest zu. Die Probe ist jetzt bereit für den Versand. (Informationen zum Versand umseitig)



Verwendung der Spezial Stuhlröhrchen: Hb/Hp-Komplex Histamin im Stuhl

Verwenden Sie zur Stuhlprobensammlung auch hier die Stuhlfanghilfe!

1. Schrauben Sie den weißen Entnahmestab (geriffelter Griff) aus dem Röhrchen.
2. Stecken Sie den weißen Entnahmestab mit der Dosierspitze **einmal** in Ihre Stuhlprobe. Achten Sie darauf, dass die Öffnung vorne mit Stuhlprobe gefüllt wird und ziehen Sie den Stab mit einer Drehbewegung aus der Stuhlprobe heraus.
3. Schieben Sie den weißen Entnahmestab zurück in das Röhrchen und schrauben Sie den Entnahmestab fest zu.
4. Schreiben Sie (wasserfesten Stift verwenden) danach bitte Ihren Namen auf das Röhrchen, geben es in den Versandcontainer und schrauben ihn fest zu. Die Probe ist jetzt bereit für den Versand. (Informationen zum Versand umseitig)

