

Um korrekte Messergebnisse zu erhalten, folgen Sie bitte aufmerksam dieser Anleitung.

Hinweis:

1. Probensammlung in der Zeit von montags bis donnerstags durchführen und die Probe sofort versenden.
2. Für die Verwendung der Stuhlröhrchen braun und rot bitte die Hinweise lesen. 
3. Bitte Stuhlfanghilfe nutzen: Für alle Probensammlungen Stuhlfanghilfe gemäß der aufgedruckten Anleitung auf dem WC-Sitz befestigen.



Anleitungen für unterschiedliche Probengefäße

Abhängig von Ihrem Untersuchungsauftrag liegen Ihnen ein oder mehrere Stuhlprobengefäße vor, die jeweils befüllt werden müssen: Stuhlröhrchen braun und rot, Hb/Hp-Komplex- und Histamin-Röhrchen.



Stuhlröhrchen braun und rot



Hb/Hp-Komplex- und Histamin-Röhrchen
Anleitung umseitig

Anleitung Stuhlröhrchen braun und rot

Die Pufferlösung im Stuhlröhrchen rot unbedingt im Röhrchen belassen.

Vorbereitung am Abend vor der Probensammlung

Um mögliche Pilznester von der Darmwand zu lösen, trinken Sie am Abend vor der Probensammlung ein Glas verdünnten Obst- bzw. Apfelessig (3 Esslöffel auf ein großes Glas Wasser). Kinder können auf den Obstessig verzichten.


Zwei Probensammlungen im Stuhlröhrchen rot

Um die Diagnostik zu verbessern, sollten im Stuhlröhrchen rot nach Möglichkeit die Stuhlproben **von zwei verschiedenen Stuhlgängen** (z. B. morgens und abends oder am Folgetag) gesammelt werden.

Erste Probensammlung - Stuhlröhrchen braun und rot




Stuhlprobengefäße aufrecht hinstellen, öffnen und mit den jeweiligen Löffelchen Proben von **2 - 3 verschiedenen Stellen des Stuhlgangs** sammeln.




Stuhlröhrchen braun bis zur **maximalen Füllhöhe**, Stuhlröhrchen rot nur bis zur **Hälfte der maximalen Füllhöhe** befüllen.

Schrauben Sie beide Stuhlröhrchen fest zu.




Beide Stuhlröhrchen bis zur zweiten Probensammlung an einem kühlen Ort aufbewahren.


Zweite Probensammlung - Stuhlröhrchen rot



Führen Sie eine zweite Probensammlung mit dem roten Röhrchen durch. Verfahren Sie genau, wie bei der ersten Probensammlung mit diesem Röhrchen.




Anschließend Löffelchen wieder einstecken und Deckel fest zuschrauben. Stuhlröhrchen rot und braun sind jetzt bereit zum Versand. Information zum Versand umseitig.




Anleitung Hb/Hp-Komplex-Röhrchen

Die Pufferlösung im Hb/Hp-Komplex-Röhrchen unbedingt im Röhrchen belassen.




Weißen Entnahmestab aus dem Röhrchen schrauben. Die Dosierspitze vorne am Entnahmestab **einmal** in die Stuhlprobe stecken. Mit einer Drehbewegung den Stab herausziehen.



Anschließend den Entnahmestab wieder in das Röhrchen schieben und zuschrauben. Hinweis: Die durch das Einstechen der Dosierspitze gesammelte Stuhlmenge ist ausreichend. Bitte nicht zusätzlich Stuhl einfüllen!

Anleitung Histamin-Röhrchen

Die Pufferlösung im Histamin-Röhrchen unbedingt im Röhrchen belassen.




Gelben Entnahmestab aus der blauen Verschlusskappe herausziehen. Die Dosierspitze vorne am Entnahmestab **dreimal** in die Stuhlprobe stecken. Den Stab gerade herausziehen.



Anschließend den Entnahmestab wieder in das Röhrchen schieben und zuschrauben. Hinweis: Die durch das Einstechen der Dosierspitze gesammelte Stuhlmenge ist ausreichend. Bitte nicht zusätzlich Stuhl einfüllen!

Versand der Stuhlproben



Schreiben Sie mit einem wasserfesten Stift Ihren Namen auf alle befüllten Stuhlprobengefäße. Stecken Sie die beschrifteten Gefäße in die beiliegenden Versandcontainer und schrauben diese fest zu.

Geben Sie anschließend sämtliche Versandcontainer zusammen mit dem Auftragsformular in den Versandumschlag und bringen diesen zur Post.

